

Kalibrierung

Werkskalibrierung durch Thyracont



TESTED &
APPROVED

Kalibrierungen

- Die fertigen Geräte werden nach einer speziell entwickelten 4-Punkt-Kalibriermethode individuell temperaturkompensiert und für höchste Messpräzision mit Hilfe DAkkS-kalibrierter Normale justiert, kalibriert und endgetestet. Die Geräte werden standardmäßig ohne Kalibrierzertifikat geliefert.
- Eine Werkskalibrierung durch Thyracont mit vierseitiger Dokumentation kann zusätzlich zu Neugeräten oder als Wartungsservice geordert werden (ADJCERT, DCERT, ADJCERTHV, DCERTHV). Eine DAkkS-Kalibrierung durch ein unabhängiges Institut können wir ebenfalls anbieten (DKDCERT, DKDCERTHV).
- Je nach Anwendung empfehlen wir, Ihre Messröhren jährlich kalibrieren zu lassen.

Artikelnummern

- ADJCERT Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-4 mbar
 ADJCERTHV Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-5 mbar
- DCERT wie ADJCERT, in digitaler Form
 DCERTHV wie ADJCERTHV, in digitaler Form
- DKDCERT DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-4 mbar
 DKDCERTHV DAkkS-Kalibrierung, 1000 - 1e-6 mbar

Thyracont kalibriert auch Vakuummessgeräte von anderen Herstellern. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.