

# Kalibrierung

Für alle Thyracont Vakuummessgeräte

---



**TESTED &  
APPROVED**

## Kalibrierungen

- Die fertigen Geräte werden nach einer speziell entwickelten 4-Punkt-Kalibriermethode individuell temperaturkompensiert und für höchste Messpräzision mit Hilfe DAkKS-kalibrierter Normale justiert, kalibriert und endgetestet. Die Geräte werden standardmäßig ohne Kalibrierzertifikat geliefert.
- Eine Werkskalibrierung durch Thyracont mit vierseitiger Dokumentation kann zusätzlich zu Neugeräten oder als Wartungsservice geordert werden (ADJCERT, ADJCERTHV). Eine DAkKS-Kalibrierung durch ein unabhängiges Institut können wir ebenfalls anbieten (DKDCERT, DKDCERTHV).
- Je nach Anwendung empfehlen wir, Ihre Messröhren jährlich kalibrieren zu lassen. Ein Werksvertrag über 5 Jahre beinhaltet neben der jährlichen Überprüfung und Werkskalibrierung auch einen Erinnerungsservice (WVADJCERT).

## Artikelnummern

- |             |   |
|-------------|---|
| ■ ADJCERT   | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-4 mbar |
| ADJCERTHV   | Werkskalibrierung, 4 Referenzpunkte / Druckdekade, 1000 - 1e-5 mbar |
| ■ WVADJCERT | wie ADJCERT mit 5 Jahresvertrag Werkskalibrierung                   |
| WVADJCERTHV | wie ADJCERTHV mit 5 Jahresvertrag Werkskalibrierung                 |
| ■ DKDCERT   | DAkKS-Kalibrierung, 1000 - 1e-4 mbar                                |
| DKDCERTHV   | DAkKS-Kalibrierung, 1000 - 1e-6 mbar                                |